





# FBR Set

Para a remoção segura e eficiente de objetos estranhos

- Dentes de jacaré e de rato em uma pinça
- Cap de retirada comprida e flexível
- Recuperação segura de objetos cortantes




# FBR Set

O FBR Set é um conjunto para remoção de corpos estranhos, destinado à retirada segura de diversos objetos estranhos.

O SecureCap é uma capa de recuperação elástica e transparente. Ele permite a extração segura de corpos estranhos no trato gastrointestinal.

O remOVE Grasper é uma pinça de prensão destinada a agarrar e retirar corpos estranhos do trato gastrointestinal. Possui dentes tipo jacaré e rato nos braços, garantindo uma prensão firme e a fácil retirada do corpo estranho para dentro do SecureCap.




## Detalhes e componentes da entrega

|  FBR SET | Diâmetro compatível do endoscópio Ø [mm]        | Diâmetro externo máximo [mm] | Profundidade do cap [mm] | Unidade de embalagem [un.] | N.º do item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| SecureCap 12                                                                              | 9.5–12                                          | 16.9                         | 19.5                     | 2                          | 400.05      |
|                                                                                           | Diâmetro compatível do canal de trabalho Ø [mm] | Comprimento do eixo [cm]     | Largura de abertura      | Unidade de embalagem [un.] |             |
| remOVE Grasper                                                                            | 2.8                                             | 220                          | 130°                     | 2                          |             |

## Aplicações

Extração de um fragmento de clipe usando o FBR Set.



Inserção do endoscópio com o SecureCap acoplado e remoção do fragmento por meio da pinça.

Fonte: Prof. K. Caca, Ludwigsburg Hospital, Alemanha

