



# Neues & Bewährtes aus der FTRD-Community – ein praxisnaher Austausch

Ein kurzer Rückblick

Bettina Stritzke

# Die FTRD Familie ist gewachsen...



**colonic FTRD prOVE Cap**  
02/2016

**gastroduodenal FTRD prOVE Cap**  
06/2019

Was kommt als nächstes...?



**FTRD System Set**  
11/2014



**duodenal FTRD Set**  
05/2018



**diagnostic FTRD Set**  
07/2018

Umbenennung zu  
**gastroduodenal FTRD Set**  
05/2019

Umbenennung zu  
**colonic FTRD Set**  
10/2016





✓ **Optimierte Clipapplikation durch Braun Loop Fadenführung**

✓ **Vereinfachter Schlingenschluss**


- Anderes Material des Schlingenschafts für bessere Gleitfähigkeit der Schlinge
- Anpassung der Geometrie des Schlingenbefestigungsringes für einfacheres Lösen/Schließen der Schlinge

✓ **Verbessertes Schneideverhalten**

- Anpassung der HF Einstellungen
- Verwendung einer Keramikhülse

✓ **Vereinfachung der Montage + Einführung**

- Kleinerer Durchmesser und weiches Material des Endoskopüberzugs






➤ **Instrument** (Greifer oder Anker) immer sicher **fixieren** vor Clipapplikation

➤ Während Schlingenschluss **Schlingenschaft strecken**

➤ **Kodierung**

**UGI: Kolon 5-452.65; Rektum 5-482.81**

**OGI: Magen 5-433.25; Duodenum 5-451.75**



Wichtige Hinweise geltend ab 2024:

- Aufwertung Kurzlieger ab 2024 EFTR im Kolon:

→ bei stat. Aufenthalt von nur 1 Nacht ab diesem Jahr **+ 554€**

- Aufwertung der Vergütung für EFTR im Dünndarm um **+ 617€**



Quelle: Veranstaltung DGVS & DGfM Forum Gesundheitsökonomie 2024.

<https://www.dgvs.de/wp-content/uploads/2023/09/Markus-Dollhopf-Neuerungen-fuer-die-Gastroenterologie-bei-OPS-ICD-DRG-2024.pdf>