




All-In-One Snare Probe

5 fonctions dans un seul appareil

- Intégration simple et conviviale des procédures, sans interruption
- Permet une large gamme de procédures sans changement d'instrument
- Permet l'utilisation de techniques hybrides, telles que l'ESD hybride, sans modifier le flux de travail habituel




All-In-One Snare Probe

Détails et composants

L'All-In-One Snare Probe combine cinq fonctions essentielles pour les procédures endoscopiques dans le tractus digestif en un seul instrument. Grâce à sa conception innovante, cela permet d'utiliser plusieurs fonctions sans changer d'instrument :

- marquage et coagulation
- incision
- dissection
- réinjection sous-muqueuse
- polypectomie


Le contrôle précis et la boucle rotative synchrone garantissent une manipulation et une exécution confortables. En intégrant une boucle et un couteau dans un seul instrument, cette sonde est conçue de manière optimale pour répondre aux exigences des procédures endoscopiques modernes.




Spécifications techniques

 ALL-IN-ONE SNARE PROBE	Type de poignée	Forme de la boucle de coupe	Angle d'ouverture de la boucle de coupe [mm]	Type de boucle de coupe	Longueur utile [mm]	Longueur de la pointe [mm]	Canal de travail requis [mm]	Référence n°
All-In-One Snare Probe	Rotationnel	Ovale	25	Doux	2400	1,5	3,2	L24RA2425SF



Application





Marquage/coagulation



Incision et dissection



Réinjection sous-muqueuse



Polypectomie

Source: Leo Medical

Ovesco Endoscopy France SAS

HIGH PARK II | 20 rue Louis Blériot, 35170 BRUZ, France |
+ 33 2 23 44 00 94 | contact@ovesco.fr

www.ovesco.com/fr/



Leo Medical Co.,Ltd.

www.leomed.cn/en