



o v e s c o
innovation in scope



▶ Neu

diagnostic FTRD®

Knowledge makes the difference.

- Histologie der tieferen Wandschichten, z. B. bei enterischer Neuropathie
- Weniger invasiv als die chirurgische Biopsie
- Für pädiatrische Endoskope





.....diagnostic FTRD®

Ein kleineres FTRD® System für die Vollwandbiopsie im Kolon und Rektum bei diagnostischer Fragestellung.

Für die Histologie bei funktionellen Erkrankungen der Kolonwand z. B. zur neurogastro-entologischen Untersuchung.

Vollwandbiopsien ermöglichen eine genaue histologische Darstellung der enterischen Nervengeflechte und können bei der Diagnose von Motilitätsstörungen wichtige Erkenntnisse liefern.


Vollwandbiopsien finden u.a. Anwendung bei:

- Hypo- und Aganglionosen (z. B. Morbus Hirschsprung)
- Enterischen Ganglionitiden
- Viszeralen Neuro- und Myopathien (z. B. bei chronischer Obstipation)
- Gastrointestinaler Amyloidose
- Enteraler Manifestation neurologischer Erkrankungen (z. B. Morbus Parkinson)

Für verbesserten Zugang und leichtere Manövrierbarkeit kann das diagnostic FTRD® auch mit pädiatrischen Endoskopen (Durchmesser 10,5 bis 12,0 mm) verwendet werden.

Produktbeschreibungen

Wichtigste Abmessungen
der diagnostic FTRD® Applikationskappe



Ovesco Endoscopy AG
Dorfackerstr. 26
72074 Tübingen
Deutschland

Telefon +49 (0) 7071 96528-160
Fax +49 (0) 7071 96528-260
E-Mail service@ovesco.com



Die **Ovesco Endoscopy AG** ist spezialisiert auf Medizinprodukte für die flexible Endoskopie und die endoluminale Chirurgie. Ovesco entwickelt, produziert und vertreibt innovative Produkte für die Behandlung von Erkrankungen im Verdauungstrakt. Die Ovesco-Produkte stehen für therapeutische Effektivität und effiziente Anwendung.

www.ovesco.com