

mini OTSC® System.

Small size. Big impact.

- Kompaktes Design für kleine Lumina
- Ideal für schwer erreichbare Läsionen
- Neue Anwendungsmöglichkeiten







Die Größe zählt

Das OTSC® System hat sich in der Anwendung zur Behandlung von gastrointestinalen Blutungen und Wandläsionen etabliert. Ab sofort ist eine kleinere Version – das mini OTSC® System – erhältlich.

Das neuartige kompakte Design des mini OTSC® System ermöglicht nun den Einsatz dieser bewährten Anwendungstechnik bei kleinen Lumina oder auch schwer zugänglichen Läsionen im Gastrointestinaltrakt.

OTSC® Versionen



Stumpfe Zähne, vorrangige Kompressionswirkung



Zähne mit kleinen Spikes, Kompressions- und Verankerungswirkung



Verlängerte Zähne mit Spikes, Anwendung zum Verschluss der Magenwand

OTSC® Version		mini	11	12	14
Endoskopdurchmesser Ø [mm]		8,5 – 10	8,5 – 11	10,5 – 12	11,5 – 14
Kappentiefe	3 mm		11/3a 11/3t	12/3a 12/3t	14/3a14/3t
	6 mm	mini/6a (ArtNr. 100.01) mini/6t (ArtNr. 100.02)	11/6a11/6t	12/6a12/6t12/6gc	14/6a14/6t
Max. Außendurchmesser Ø [mm]		14,6	16,5	17,5	21

Applikationshilfe

Der OTSC® Anchor kann die Verwendung des mini OTSC® System erleichtern.



Zum besseren Heranziehen von Gewebe, auch bei narbigen Veränderungen (z.B. bei Fisteln, Ulkusgrund). Der OTSC® Anchor 220tt ist speziell für dünnes Gewebe.

	ArtNr.	Arbeitslänge	max. Ø	Nadelweite	Einstichtiefe
OTSC® Anchor	200.10	1650 mm	2,4 mm	12 mm	4 mm
OTSC® Anchor 220tt	200.11	2200 mm	2,4 mm	9 mm	2-2,5 mm

Ovesco Endoscopy AG

Friedrich-Miescher-Straße 9 72076 Tübingen Deutschland

Telefon +49(0)7071 96528-160 Fax +49(0)7071 96528-260 E-Mail service@ovesco.com

Scannen Sie hier für weitere Produktinformationen.



Die **Ovesco Endoscopy AG** ist spezialisiert auf Medizinprodukte für die flexible Endoskopie, die endoluminale Chirurgie und telemetrische Diagnostik. Ovesco entwickelt, produziert und vertreib innovative Produkte für die Erkennung und Behandlung von Erkrankungen im Verdauungstrakt. Die Ovesco-Produkte stehen für Effektivität und effiziente Anwendung.

www.ovesco.com

